



# BergaMASK®

Made in Italy

**Maschera Protettiva**  
CE 2001/95



## Contenuto

- ✓ N°1 Maschera in silicone
- ✓ N°1 Inserto plastico per il bloccaggio del filtro
- ✓ N°1 confezione da N°30 Filtri GENERICI (CE 2001/95)

## Specifiche

- ✓ Auto-sterilizzante in microonde o con qualsiasi fonte di calore
- ✓ Silicone medico certificato anallergico e antibatterico
- ✓ Ergonomica e regolabile
- ✓ Filtri monouso facili da montare
- ✓ Capacità filtrante garantita per 8/10 ore di utilizzo continuativo
- ✓ Capacità filtrante testata sull'assemblato completo (maschera+filtro)
- ✓ La maschera in silicone può alloggiare tutte le tipologie di filtro BergaMASK (generico, FFP2, FFP3, chirurgico IIR)

## Certificazioni

- ✓ 2001/95/CE
- ✓ IEC 61882:2016
- ✓ IEC 61511-1:2016 Functional safety
- ✓ FDA EU 2002/72/CE
- ✓ RoHs, REACH

## Modalità di utilizzo

- ✓ Bloccare il filtro all'interno dei due inserti plastici e inserire il tutto nella sede a labbro
- ✓ Inserire i cordini all'interno delle apposite sedi
- ✓ Indossare la maschera portando gli elastici dietro la nuca o dietro le orecchie e regolandoli secondo la propria comodità

## Metodo di Sterilizzazione

- ✓ Maschera auto-sterilizzante in microonde per 5 minuti a 600w, forno a 100°C, autoclave (max 200°C), acqua bollente
- ✓ Inserto plastico sterilizzabile in forno a 100°C o in acqua bollente

